




Medtronic

LIFEPAK 12



Portátil, Robusto e Versátil

Oferece as vantagens de um desfibrilador de última geração associado a uma completa monitoração do paciente, principalmente, durante o transporte para o hospital.

DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR LIFEPAK 12



Utilizado em veículos de emergência

Para uso em pacientes adultos e pediátricos, portátil com bateria interna recarregável e entrada de alimentação de 12 volts (corrente contínua), para instalação em veículos de emergência.

O equipamento pode conter monitoração de ECG, monitoração de pressão não invasiva (MPM), oximetria de pulso, pressão invasiva, capnografia, marcapasso externo e desfibrilador num mesmo gabinete, ou seja, todos os parâmetros mencionados fazem parte de um único equipamento.

O equipamento possui impressora térmica que possibilita o registro dos parâmetros medidos.

As entradas do circuito de ECG, oximetria de pulso, monitoração de pressão não invasiva e o marcapasso externo são isoladas da rede elétrica (flutuante) e possui proteção contra descarga de desfibrilador.

O peso do equipamento não excede a 14 Kg.

O equipamento portátil pode ser utilizado tanto dentro das ambulâncias, quanto em atendimentos de urgência fora da mesma.

Alguns acessórios:



Adaptador de bateria AC



Cabo extensor para o adaptador AC

Nossa missão

Nós fazemos ferramentas de salvamento para equipes de salvamento. Soluções médicas com a mais alta qualidade que previnem ou intervêm com urgência no tratamento do evento cardio-respiratório.



Medtronic
Emergency Response System

Rua Joaquim Floriano, 100 - 7º andar São Paulo
Fone: (11) 3707-3707 - Fax: (11) 3707-3740
www.medtronicbrasil.com.br