



**Medtronic**

# LIFEPAK 500



## Prático, Robusto e Portátil

- Desenhado especialmente para profissionais de emergência
- Forma de onda Bifásica
- Operação simples (2 ou 3 teclas)
- Baixa manutenção
- Portátil, leve (3,2 KG)
- Robusto, durável
- Gerenciamento de informações amigável e eficiente
- Compatível com eletrodos Medtronic e sistema de gerenciamento de informações LIFENET

# DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO LIFEPAK 500



- Usado por paramédicos
- Operação simples (2 ou 3 teclas)

O desfibrilador externo automático LIFEPAK 500 foi desenvolvido para uso por socorristas em emergências cardíacas. Este prático e robusto aparelho é totalmente portátil com somente 3,2 Kg. A baixa necessidade de manutenção e operação intuitiva torna o produto ideal para usuários eventuais de DEA (Desfibrilador Externo Automático).

O LIFEPAK 500 oferece a escolha entre Bifásico 3D ou a forma de onda Edmark de desfibrilação padrão na indústria, ambas com níveis de energia recomendados pela sociedade Americana de Cardiologia e o Conselho de Ressuscitação Europeu. Suas características incluem:

- Eletrodos QUICK-COMBO pré-conectados e compatíveis com outros desfibriladores LIFEPAK;
- Orientação por comandos de voz claras e sucintas para a desfibrilação e RCP;
- LCD (visor de cristal Líquido). Operação simples com modelos de 2 ou 3 teclas.
- O autoteste automático;
- Opções de bateria: bateria recarregável de chumbo-ácido selada e bateria de lítio de alta capacidade com vida útil prolongada que não requer recarga ou manutenção.

As informações de ECG e áudio ambiente podem ser gravadas digitalmente no aparelho. Os dados da ocorrência podem ser conveniente transmitidos do LIFEPAK 500 para um sistema de controle médico via modem. Um registro de eventos críticos (CODE SUMMARY) pode ser impresso diretamente em uma impressora padrão. Software amigável para computador pessoal permite uma revisão completa e eficiente tanto para ECG quanto para o áudio gravado. A mesma base de dados CODE-STAT pode receber informações do LIFEPAK 500, de um ECG de 12 derivações ou de outros desfibriladores Medtronic.

## Alguns acessórios:



Kit de pás adultas e pediátricas



Bateria Recarregável

### **Nossa missão**

Nós fazemos ferramentas de salvamento para equipes de salvamento. Soluções médicas com a mais alta qualidade que previnem ou intervêm com urgência no tratamento do evento cardio-respiratório.



**Medtronic**  
Emergency Response System

Rua Joaquim Floriano, 100 - 7º andar São Paulo  
Fone: (11) 3707-3707 - Fax: (11) 3707-3740  
www.medtronicbrasil.com.br